

# Bedienungsanleitung

## Warnung

**Um Ihre Gesundheit und die Gesundheit anderer zu schützen, ist es sehr wichtig, diese Anweisungen zu befolgen.**

- Tragen Sie diese Maske, wenn Sie mit anderen Personen als denen in Kontakt stehen, mit denen Sie zusammenleben.
- Überprüfen Sie immer, ob die Maske gut sitzt und Mund und Nase bedeckt
- Warnung: Wenn Sie sich unwohl fühlen, ist diese Maske nicht geeignet. Fragen Sie Ihren Arzt um Rat.
- Diese Maske ist nicht für Mitarbeiter des Gesundheitswesens gedacht.
- Diese Maske ersetzt keine anderen vorbeugenden Maßnahmen (regelmäßiges Händewaschen, soziale Distanzierung, reduzierter Kontakt mit anderen Personen), sondern stellt eine physische Barriere dar, die insbesondere dann verwendet werden kann, wenn Sie in engem Kontakt mit anderen Personen stehen

## Wie Trage ich die Maske?

### Vor dem Aufsetzen der Maske:

1. Waschen Sie Ihre Hände vor dem Berühren der Maske mit Wasser und Seife oder einem hydroalkoholischen Händedesinfektionsmittel.
2. Überprüfen Sie die Maske und stellen Sie sicher, dass keine Löcher, Risse oder Beschädigungen vorhanden sind.
3. Es wird empfohlen, die Maske auf der bloßen Haut zu tragen, um den Kontakt mit den Haaren zu vermeiden.
4. Ändern oder modifizieren Sie die Maske niemals in irgendeiner Weise

### Die Maske aufsetzen:

1. Halten Sie die Maske an den elastischen Bändern
2. Legen Sie es über den Mund
3. Führen Sie die Gummibänder hinter den Ohren
4. Passen Sie die Maske an Nase, Mund und Kinn an

### Einmal die Maske tragen:

1. Vermeiden Sie es, es zu berühren und zu bewegen
2. Ziehen Sie die Maske niemals von Ihrem Mund weg, um sie auf Ihrer Stirn oder Ihrem Kinn abzulegen

### Wann muss die Maske gewechselt werden?

1. wenn Sie die Maske vier Stunden lang getragen haben
2. wenn du trinken oder essen willst
3. wenn es schwer zu atmen wird
4. wenn die Maske nass wird
5. wenn die Maske beschädigt ist
6. wenn die Maske deformiert ist und nicht mehr auf Ihr Gesicht passt um die Maske zu entfernen

**Bitte umblättern >**

## So entfernen Sie die Maske

1. Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder einem hydroalkoholischen Händedesinfektionsmittel.
2. Verwenden Sie die elastischen Bänder, um die Maske von Ihrem Gesicht zu entfernen.
3. Wenn Sie darauf warten, die Maske zu waschen, isolieren Sie sie in einer Plastiktüte.
4. Wenn die Maske deformiert oder abgenutzt ist, werfen Sie sie sofort in einen Behälter mit geschlossenem Deckel.
5. Zum Schluss waschen Sie Ihre Hände noch einmal mit Wasser und Seife oder einem hydroalkoholischen Händedesinfektionsmittel.

## Wie kümmere ich mich um die Maske?

### Vor dem Öffnen:

1. Bewahren Sie die Maske in der Originalverpackung an einem trockenen Ort und vor Sonnenlicht geschützt auf. Lagern Sie es bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 75% und einer Temperatur zwischen -2 und 55 Grad Celsius, um alle Eigenschaften zu erhalten.

### Maske waschen:

1. Die Maske mit Waschmittel in der Maschine waschen. Wählen Sie einen Waschzyklus von mindestens 30 Minuten bei einer Mindesttemperatur von 60 Grad Celsius. Sie können es mit Ihrer üblichen Wäsche bearbeiten.
2. Waschen Sie nach dem Berühren der Maske Ihre Hände mit Wasser und Seife oder einem hydroalkoholischen Händedesinfektionsmittel.
3. Diese Maske wurde bis zu 20 Mal gewaschen. Nach 20 Wäschen sind die Filtrationseigenschaften der Maske nicht mehr garantiert.
4. Wenn der Waschgang beendet ist, nehmen Sie die Maske heraus und bringen Sie sie wieder in Form.

### Nach dem Waschen:

1. Trocknen Sie die Maske vollständig (die inneren Schichten müssen auch vollständig trocken sein)
2. Dazu können Sie: einen Wäschetrockner verwenden (die Filter des Wäschetrockners reinigen und anschließend die Hände waschen), einen Haartrockner verwenden oder sogar die Maske im Freien auf einem sauberen und desinfizierten Wäscheständer trocknen.
3. Bügeln Sie Ihre Maske bei der Temperatur 1 Punkt.
4. Sobald die Maske trocken ist, lagern Sie sie in einer sauberen, luftdichten Verpackung (z. B. Plastiktüte oder Gefrierbeutel).

## Sicherheit

1. Diese Maske hat eine Filtrationseffizienz von mehr als 87% für 3-Mikron-Partikel gezeigt, die von der Person, die die Maske trägt, emittiert werden.
2. Die Atmungsaktivität der Maske wurde bei 96 Lm-2.s-1 gemessen, wodurch sie 4 Stunden lang getragen werden kann.

## Warnung

Trotz aller Sorgfalt bei der Herstellung dieser Maske ist es Sache des Endbenutzers und in keinem Fall des Herstellers oder Lieferanten, die Wartung der Maske bei durchschnittlicher Verwendung sicherzustellen. Die oben beschriebenen Empfehlungen und Gebrauchsanweisungen sollten genau befolgt werden.